## ※Microsoft Edge をご使用ください。

Edge 以外では、使用できない可能性がございます。

- 1、ITD のコンフィグレータにアクセスします。
  - 「<u>https://data.itd-cart.com/configurator/</u>」をCtrl キー+クリックしてください。
- 2、「Get Flash」をクリックし、Flashの使用を許可してください。



3、下記の製品シリーズより適当な製品をクリックする。(例: Classic-Cart を選択)



4、Classic-Cart のベーシックフレームをクリックする。



5、左上より「Select」をクリック

Product overview		Settings
Configure Parts list / Info		Product overv
Basic frame	Your product configuration	
classic-cart Basic frame "Profi"	A	Change view
Interesting	2	<b></b>
Select 6		
		Settings
		Print
	The first step:	Inquiry
	First of all, select a basic frame from the menu on the left.	Save
	Close	

6、[Available options]よりカートの幅、高さ、キャスターの大きさを選択し、OK をクリック

lasic frame	Your product configuration	Change view
classic-cart Basic frame "Profi" Information Deselect	Please select the desired options for the basic frame:	
Please note! In order to guarantee maximum stability, we recommend that you check equipment carts with installed original equipment in conformity with EN60601 and order a counterweight kit as necessary.	classic-cart Basic frame "Profi"	Settings
	Available options	Print
	Installation width (W)	Inquiry
	💿 500mm 🔘 600mm	
	Total height (TH) / Installation height (H)	Exit
	829mm / 21 U* 1117mm / 30 U* 1437mm / 40 U*	
	Castors	
ecorative Trims	100mm 0 125mm 0 conductive 0 with wall protector	
ystem components	Power column	
cccasories	Isolating transformer (with or without insulation monitor)	
( <u>s</u> /	W/0: 🔲 660VA 🔍 📄 1000VA 💿 🔄 1600VA 🔍	
	with: 🔲 660VA 🔍 📄 1000VA 🔍 📄 1600VA 🔍	
	۲ ۲ ۲	
	ок	A ITD GmbH 2008-2010

7、左上よりカラーを選択する。次に[System Components]をクリックしオプション類を選択する。



8、[Shelf]より棚(ハンドル付、マウスパッド付)の画像をクリック。

棚が表示されるので両サイドのU表示部分を基準にクリックする。

\*オプションの位置を変更する or 削除する場合:(赤)をクリックし、再度任意の部分をクリック するか、削除のときはゴミ箱の上でクリックする。



## 【完成図】



9、保存方法:右中段の[Print]をクリック。次に[Create pdf]をクリック。



10、任意のフォルダに保存する。

ファイルのダ	シロード	X
207711	を聞くか、または保存しますか?	
POF	名前: print.pdf 種類: Adobe Acrobat 7.0 Document, 148 KB 発信元: www.itd-cart.com 開く(の) 保存(の) キャンセル	
0	(ンターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題 2こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり ?したりしないでください。 <u>危険性の読む明</u>	を呆



