



最適な製品構成を生成する『コンフィグレータ』のご案内

中央電子株式会社
MEDEX事業部


1. ITD 社のホームページにアクセスします。 <http://www.itd-cart.com/en.html> [英語表記]




2. アクセスしたページの右中段にある「 Start Configurator 」をクリックします。




3. 製品構成を生成したい製品を選択します。（例：Compact-Cart を選択）



4. 新規に製品構成を生成するために「New Configuration」を選択します。



5. フレームを選択「 **Select** 」をクリックして、フレームの条件をチェックします。
(例 : Compact-cart Basic frame “Profi”)



Available options より

Available options

Installation width (W) 実装幅

☒ 450mm ☐ 500mm ☐ 650mm

Total height (TH) / Installation height (H) 全高／実装高

☒ 1146mm / 30 U* ☐ 1306mm / 35 U* ☐ 1466mm / 40 U*

Castors キャスター 直径 2 種
導電タイプ／衝撃吸収

☒ 100mm ☐ 125mm ☐ conductive ☐ with wall protector

Isolating transformer (with or without insulation monitor) 絶縁トランス (注)

w/o: ☐ 1200VA ☐ 1600VA ☐ 2000VA

with: ☐ 1200VA ☐ 1600VA ☐ 2000VA


* 1 U = 32 mm

OK

(注) : 日本国内では、PSE(電気用品安全法)の関係よりお取り扱いできません。

寸法値などを選択し、「 **OK** 」をクリックします。

6. カートの色を「 Decorative Trims 」より選択して、クリックします。



7. オプション類を選択します。


①「 System Components 」をクリックしてオプション類を選択します。

②「 Shelf 」より棚(ハンドル付、マウスパッド付)の画像をクリックします。

棚が表示されるので両サイドの U 表示部分を基準に任意の箇所をクリックします。


オプションの位置を変更か削除する場合は、U 表示部分の赤色をクリックして再度任意の箇所をクリックするか、削除のときはゴミ箱の上でクリックします。

③ カート表示の変更は、左・右側面、左斜め、右斜めにカートの角度を変更できます。



8. 作成データの保存方法

- ① [**Print**]をクリックして、② [**Create pdf**] をクリックします。
任意のフォルダ名を付けて、pdf ファイルを保存できます。



* 保存画像の例

